

Аппарат магнитотерапии АМнп-02 Солнышко



Харків, Україна

Аппарат магнитотерапевтический с низкочастотным переменным и автоматически изменяющимся по частоте магнитным полем воздействия АМнп-02 «Солнышко» предназначен для воздействия в лечебных целях на различные участки тела человека переменным магнитным полем в лечебных, санаторно-курортных учреждениях, а также на дому по рекомендации врача.

Обладает многообразными лечебными эффектами: нейростимулирующий, анальгетический, противоотечный, противовоспалительный, вазоактивный, стимулирующий регенерацию в поврежденных тканях и применяется при следующих заболеваниях:

- заболевания и травматические повреждения центральной нервной системы (остаточные явления после ишемического инсульта, закрытые травмы спинного мозга с двигательными нарушениями, детский церебральный паралич);
- повреждения периферической нервной системы различного генеза (воспалительного, токсического травматического, ишемического)- плекситы, невриты и др.;
- травматические повреждения опорно-двигательного аппарата (ушибы, растяжения, переломы костей);
- воспалительные и дегенеративно-дистрофические повреждения опорно-двигательного аппарата;
- заболевания кожи и подкожной клетчатки (фурункулы, трофические язвы, мастит, флегмоны);
- болезни органов дыхания (бронхиальная астма, бронхиты);
- заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь 1 и 2А стадии, атеросклеротическая окклюзия периферических артерий);
- гинекологические и урологические заболевания;

-болезни желудочно-кишечного тракта (нарушения моторной функции желудка, кишечника, желчного пузыря, хронический панкреатит и др.).

Технические характеристики

Аппарат обеспечивает питание катушек автоматически изменяющимся по частоте импульсным током в интервале от 50 Гц \pm 10% до 150 Гц \pm 10% с периодом следования от 2 до 5 сек.

Величина магнитной индукции на рабочей поверхности аппарата в области максимального значения (55 \pm 10) мТл.

Питание аппарата осуществляется через блок питания (12В, 1000 мА) от сети переменного тока напряжением (220 \pm 22) В, частотой 50 Гц, а также от внешних источников постоянного тока напряжением (12 \pm 1, 2) В.

Потребляемая от сети питания мощность должна быть не более 30 ВА.

Габаритные размеры индуктора 70x135x25 мм.

Масса аппарата без фиксирующих ремней не более 0,75 кг.

Время непрерывной работы аппарата не более (25 \pm 5) мин с последующим перерывом для охлаждения на время не менее 30 мин.

Средний срок службы аппарата 8 лет

Комплектность:

Наименование

AvizInfo.com.ua

1/2

Кол.

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

1 Аппарат магнитотерапевтический с низкочастотным переменным магнитным полем воздействия "Солнышко" 1

- 2 Індикатор магнітного поля 1
- 3 Кабель живлення 1
- 4 Блок живлення 12 В, 1000 мА 1
- 5 Ремень 1, 5 м 1
- 6 Ремень 0, 5 м 1
- 7 Руководство по эксплуатации 1
- 8 Инструкция по применению 1

Производитель: Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С.Попова.

Price: **1 150 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Артемова Виктория

063-986-63-76