

## Аппарат свето-лазерной терапии Милта-Ф-5-01 БИО 0-6 Вт



Харків, Україна

Новинка 2013 года от Милта.

Цена Милта-Ф-5-01 БИО 0-10 Вт 5700 грн.  
Цена Милта-Ф-5-01 БИО 0-14 Вт 6200 грн.  
Цена Милта-Ф-5-01 БИО 0-18 Вт 7300 грн.  
Цена Милта-Ф-5-01 БИО 0-24 Вт 8500 грн.

Лазерный терапевтический аппарат «МИЛТА-Ф-5-01» (БИО) представляет собой полифакторный магнито-свето-лазерный медицинский прибор, предназначенный для проведения магнито-свето-лазерной терапии.

Состав физиотерапевтических факторов лазерного терапевтического аппарата Милта-Ф-5-01 БИО входят:

- постоянное магнитное поле от 20 до 80 мТл
- инфракрасное импульсное лазерное излучение от 2 до 20 Вт в зависимости от модели
- световое излучение красного спектрального диапазона не менее 5 мВт
- световое излучение синего спектрального диапазона не менее 10 мВт
- световое излучение инфракрасного спектрального диапазона не менее 50 мВт

Отличительной особенностью лазерного терапевтического аппарата Милта-Ф-5-01 БИО является существенное повышение эффективности при лечении различных заболеваний за счет реализации биорезонансных эффектов.

В лазерном терапевтическом аппарате Милта-Ф-5-01 БИО используется несколько частотных рядов, ориентированных на устранение различных внутритканевых и внутриклеточных нарушений. Описанные биорезонансные феномены для этих значений частот имеют вполне определенное лечебно-биологическое значение. Используемые режимы реализуют следующие задачи:

- Режим 1. Общие частоты Набор частот для стабилизации нормальной деятельности клеточных систем
- Режим 2 Хронический простатит Лечение острой и хронической форм заболеваний органов, отличающихся выраженным воспалением и болевым синдромом.
- Режим 3 Острая боль Лазерный свет, излучаемый в этом режиме предназначен для прямого облучения болевых зон с болью острого, спастического характера, имеющей сильные, жгучие, разрывающие» ощущения.
- Режим 4 Артриты Лечение воспалительных заболеваний суставов, включая ревматоидный артрит, заболеваний связочного и мышечного аппарата. Данный режим также используется для фотомодификации крови при облучении проекционных зон сосудов, селезенки, печени.
- Режим 5 Атеросклероз Прямое воздействие на сосуды, пораженные атеросклеротическими бляшками 2-4-го типа для их редуцирования.

---

Price: **5 100 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Виктор Виктор**

**0683193819**