

Элфор. Аппарат для гальванизации и электрофореза, портативный



AvizInfo.com.ua

Харків, Україна

Применяется для быстрого и эффективного снятия боли и лечения таких распространенных заболеваний, как остеохондроз, радикулит, вегетососудистая дистония, гипертония, бронхит. Лечебный эффект достигается за счет воздействия гальваническим током и вводимыми с его помощью лекарственными веществами.

Показания к применению

Остеохондроз

Вегето-сосудистая дистония

Гипертония I и II стадии

Бронхит и бронхиальная астма

Последствия травм (переломов, ушибов, растяжений)

Артрит, полиартрит

Артроз

Спондилез

Болезнь Бехтерева

Особенности применения

Лечебным фактором воздействия аппарата Элфор является гальванический ток

Гальванический ток оказывает лечебное воздействие на проблемную зону. Он обладает сосудорасширяющим, заживляющим и болеутоляющим действием, тормозит воспаление и ликвидирует отек.

Лекарственный электрофорез - метод, сочетающий действие на организм постоянного тока и вводимых с его помощью лекарственных средств. Лекарственное вещество при этом попадает непосредственно в болезненную область, минуя желудочно-кишечный тракт, без нарушения кожных покровов. Введение лекарственных веществ в организм методом электрофореза - это самый безопасный способ лекарственной терапии.

Процедуру хорошо переносят люди любого возраста, в том числе дети и пожилые люди. Быстрая и эффективная помощь, возможность проведения процедуры в любом месте, компактность и легкость прибора делают его незаменимым для спортсменов, тренеров, спортивных врачей, людей, занимающихся спортом, ведущих активный образ жизни. С проведением процедуры легко справится любой человек. Порядок проведения процедуры подробно описан в инструкции к аппарату.

Продолжительность процедуры в среднем составляет 15-20 минут.

Дополнительно можно купить адаптер к аппарату.

Производство: НПО "НЕВОТОН" (г.Санкт-Петербург, Россия)

