


## Массажер(усиление потенции и профилактика простатита)у водителей



Харків, Україна

### АВТОМОБИЛЬНЫЙ АППЛИКАТОР «АВТОСЕДЛО» УСИЛЕНИЕ ПОТЕНЦИИ И ПРОФИЛАКТИКА ПРОСТАТИТА

Как применять аппликатор .

Для здорового мужчины достаточно применять аппликатор по дороге на работу и с работы (1-2 часа в день). Эффект вы почувствуете после первого же применения.

Если Вы находитесь за рулём целый день, не спешите применять аппликатор длительно, с первого дня, это может привести к усталости мышц. Постепенно, наращивайте время воздействия, доверяйте своим ощущениям, но и не отказывайтесь от применения при ощущениях подобных спортивной нагрузке. Нормальное время воздействия для профессионального водителя или дальнбойщика – 3-4 часа в день, но не более 1 часа подряд.

Не применяйте аппликатор холодным, когда он оставался в машине в зимнее время года. Во избежание простудных эффектов, подождите, пока аппликатор нагреется тёплым воздухом салона, до температуры выше 15°C.

Энергоинформационные вставки против простатита и геморроя имеют эффект, рассчитанный на длительное применение аппликатора, который устойчиво вступает в действие после регулярного применения в течение месяца.

Аппликатор не избавляет от причин возникновения патологий, имеющих венерический или острый простудный характер. Если чувствуете, что это Ваш случай, перед применением аппликатора посоветуйтесь с лечащим врачом. Подробнее на сайте [www.Prostatit.kharkov.ua](http://www.Prostatit.kharkov.ua)

Немного истории

Доподлинно известно, что запорожские казаки до глубокой старости не имели проблем с простатой и обладали хорошим мужским здоровьем. Причиной этому было постоянное передвижение в седле и естественная стимуляция области промежности и простаты. Времена изменились, а проблемы и потребности остались те же. Неудивительно, что имущие мира сего считают престижным заниматься верховой ездой и уделяют этому много свободного времени. Но таких не много. У среднестатистического мужчины возможности организовать для себя ежедневное передвижение верхом – практически нет. Взамен в обиход вошли автомобили. Специалисты нашей компании нашли возможность соединить полезные воздействия верховой езды, секреты традиционной китайской медицины и последние достижения в области информотерапии в аппликатор, пригодный для использования водителями и лицами, ведущими малоподвижный, сидячий образ жизни.

Как это работает .

1. Массаж промежности или «верховая» езда на автомобиле.

Ключом к устранению и профилактике простатита, аденомы, импотенции и геморроя является нормализация кровообращения органов малого таза. Наилучшей стимуляцией кровообращения, наряду с активными занятиями спортом, является массаж. Легко провести массаж любой части тела, однако массаж промежности связан с доступом к интимным органам тела

человека, поэтому практически не применяется. В прошлом эта проблема решалась естественным образом, - с помощью верховой езды. В современном мире автомобилей и комфорта зачастую не хватает времени на занятия спортом, профилактику, не говоря уже о верховой езде. Нам удалось внедрить удобный способ стимуляции кровообращения промежности во время езды на автомобиле, с помощью аппликатора. При этом плохие дороги, с ямами и неровностями становятся помощниками в достижении здоровья. Специальная ортопедическая форма аппликатора определена опытным путем и позволяет стимулировать кровообращение простаты и мышц тазового дна: луковично-губчатая мышца; поверхностная поперечная мышца промежности; наружный сжиматель заднего прохода; мышца, поднимающая задний проход; большая ягодичная мышца, поверхностная поперечная мышца промежности седалищно-пещеристая мышца, луковично-губчатая мышца. У мужчин эти мышцы покрывают корень полового члена. Сокращаясь, эти мышцы способствуют эрекции, определяют её силу, длительность и восстановление, а также способствуют циркуляции и продвижению жидкостей. Во время сидения в кресле на работе и особенно езды на автомобиле мы не находимся в статическом положении, мы постоянно совершаем локальные движения и перемещения, позволяющие постоянно воздействовать на мышцы промежности, стимулируя их сокращение и питание кровью. Таким образом, противодействуя застою и развитию патологий. Особенно этому способствует езда на автомобиле. Глубина воздействия составляет около 1-1,5 см. Распространённым и эффективным способом лечения простатита, является прямой массаж простаты. Для тех кто, прошёл эту процедуру или не хочет до неё доводить, аппликатор поможет постоянно и безболезненно стимулировать простату и оставаться в тонусе. Не смотря, на то что, «железный конь» пришёл на смену настоящему - оставайтесь настоящими мужчинами на протяжении всей жизни.

### 2. Воздействие на точки акупунктуры. (Секреты китайской медицины)

Форма аппликатора и рельефные элементы поверхности обеспечивают воздействие на точки акупунктуры, находящиеся в области малого таза: Точка акупунктуры (чан-цян), находится в промежности между анусом и половыми органами. Функция точки VG1 общая точка схождения (ло-пункт) всех ян-меридианов. Точка VG1 является энергетическим узлом схождения мужских меридианов, воздействие на которую стимулирует движение активной энергии ци не только в области половых органов, но через весь организм от промежности до макушки. Необходимая глубина воздействия 1 см. Также воздействие на точку благоприятно при патологиях прямой кишки, аденоме, геморрое, выпадении прямой кишки, боли в уретре, нарушении мочеиспускания, импотенции, боли в пояснице и позвоночнике, невралгии бедренного нерва, зуде в промежности, эпилептиформных приступах, маниакальных состояниях. В популярной литературе эта точка, называется точкой «Джи» или точкой «миллиона долларов»

V31 шан-ляо меридиан мочевого пузыря. Задержка мочи, запор, боль в пояснице и коленном суставе;

V32 ци-ляо боль в пояснице, урчание в кишках, понос, боль при грыже, паралич нижних конечностей;

V33 чжун-ляо – боль в пояснице, задержка мочи, запор;

V34 ся-ляо – острая боль внизу живота, боль в пояснице, урчание в кишках понос, задержка мочи, запор;

V35 хуэй-ян – геморрой, понос.

[ Основы Традиционной Китайской медицины в рефлексотерапии / Мачерет Е. Л., Коркушко А. О. – К.: «ДІА».- 2005. – 161, 184 с.]

### 3. Энерго-информационное воздействие

Автомобильный аппликатор содержит две специальные структурированные вставки, расположенные в области простаты и заднего прохода. Вставки представляют собой специальный полимер подверженный дипольному структурированию на частотах здоровых органов простаты и прямой кишки. Вставки изготавливаются под воздействием статического электрического поля, с помощью которого, происходит переориентация молекул, по причине наличия у них дипольного электрического момента. При структурировании специальных вставок «Святогор» в аппликаторе использовалось модулированное лазерное излучение частотами по методикам докторов Р.Фолля, Ф. Крамера, О.Клаусса, О.Коллмера, Пауля-Шмидта.

Price: **580 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Новохацкий Сергей**

**0577579191,050323680**