

Аппарат для местной дарсонвализации «Корона» в сумке



Харків, Україна

Малогабаритный аппарат Дарсонваля «Корона» заменяет, а также дополняет и многократно усиливает эффективность действия кремов и мазей, обладает уникальными возможностями для профилактики и лечения не только дерматологических, но и неврологических, сосудистых, респираторных и других заболеваний.

«Корона» применяется в косметологии, спортивной медицине, в лечебно-профилактических учреждениях, а также в практике семейного врача, домашней физиотерапии. Простота и удобство «Короны» в эксплуатации делает его незаменимой для использования в домашних условиях (по рекомендации врача).

Коронный разряд, который возникает между поверхностью тела и электродом, развивается не только в воздушном промежутке, но и в глубинах биологических тканей. Электромагнитные излучения разнообразного диапазона, которые возникают в глубинах тканей, стимулируют обмен веществ, тканевое дыхание, нормализуют деятельность вегетативной нервной системы, деятельность эндокринных желез, способствует частичному рассасыванию солевых отложений в суставах, регенерации поврежденной ткани.

Медицинские показания:

- * кожные болезни (экзема, лишай, юношеские угри, нейродермит, псориаз, красный плоский лишай, очаговая и системная склеродермия, келоиды, выпадение волос, себорея, перхоть и др.)
- * заболевания дыхательной системы (трахеиты, бронхиты, бронхиальная астма и др.)
- * заболевания носа (аллергический насморк, гайморит и др.)
- * заболевания мышц, сухожилий, апоневрозов (миальгия, миозит и др.)
- * заболевания суставов (полиартрит, артрит, спондилоартроз и др.)
- * заболевания артерий и вен (облитерирующий эндартенит, болезнь Рейно, варикозное расширение вен, тромбофлебиты, трофические язвы)
- * неврологические заболевания (невриты, функциональные вегетососудистые заболевания).

Технические характеристики:

- * Частота следования импульсов (100±10) Гц
- * Амплитудное значение выходного напряжения плавно регулируется от 8 кВ до 25 кВ
- * Аппарат работает от сети переменного тока частотой (50±0, 5) Гц Напряжение (220±22) В. (Провод защитного заземления сети питания используется в аппарате как рабочее заземление.)
- * Масса аппарата не более 0, 85 кг вместе с электродом.
- * Габаритные размеры аппарата:
- * корпус генератора 125x65x100 мм
- * корпус трансформатора 175х50х50 мм
- * В комплект поставки входит: аппарат «Кожона» поставки в по





Преимуществом аппарата «Корона» является наличие косметички для удобного хранения и транспортировки и наличие методички с различными способами применения аппарата «Корона».

Price: **400 грн.** Тип оголошення: Торг: неуместеннеуместен

Продам, продаж, продаю

Бондаренко Максим (057)7513252 ул. Пушкинская 11/13